



NÁVOD NA OBSLUHU CHODÍTKO S PODPŮRNOU DESKOU 268/268J



Než uživatel přistoupí k užívání výrobku, je povinen se seznámit s celým obsahem návodu. Tento návod má posloužit k řádnému používání výrobku.

Pamatujte prosím, že dodržování pokynů obsažených v tomto návodu, prodlouží životnost a vzhled výrobku a umožní jeho bezpečné používání.

Vyhrazujeme si právo na zavedení změn a vylepšení každého z produktů, uvedených v tomto návodu, bez předchozího vyrozumění.

1. POUŽITÍ

Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

2. POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ

Rám chodítka je vyroben z pochromovaných ocelových trubek vysoké pevnosti, doplněn polstrovanou podpůrnou deskou a ergonomickými plastovými rukojeťmi. Pohyb chodítka zajišťují čtyři otočná kolečka, z nichž zadní dvě jsou vybavena nášlapnou brzdou. Snadné výškové nastavení chodítka umožňuje nastavitelná podpůrná deska

Tabulka rozměrů :

Typ	Výška (cm)	Celková šířka (cm)
268	93 – 122	54
268 J	122 – 167	54

K výškovému nastavení chodítka slouží jistící matice, po jejichž současném povolení lze podpůrnou desku vysunout nebo zasunout a následně utažení zajistit v nově zvolené poloze. Po povolení příslušných matic se stejným způsobem nastavuje poloha rukojetí u podpůrné desky. Nově zvolenou polohu dosaženou pootočením, vysunutím nebo zasunutím rukojetí je nutné po tomto nastavení opět zajistit utažením jistících matic. K zabezpečení stability chodítka v klidové poloze slouží nášlapné brzdy, které jsou aktivovány sešlápnutím přítláčné páky zadních koleček, což vyvolá brzdící účinek způsobený zablokováním těchto koleček proti pohybu.

3. ÚDRŽBA

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, plynulé otáčení koleček, popř. odstranit mechanické nečistoty.

4. VAROVÁNÍ

Používejte pro nácvik chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Chodítka jsou typovaná pro pohyb v interiéru !

5. ZÁSADY BEZPEČNOSTI

- Před použitím vozíku provést nastavení jeho parametrů pro uživatele!
- Během jízdy se vyhýbat všem hrbolům, sklonům, náhlým spádům a jiným překážkám!

- **Nikdy nesjíždět vozíkem současně s pacientem po schodech, ale používat výtahy nebo speciální rampy!**
- **Pravidelně kontrolovat řádnou funkci směrového kolečka!**
- **Použití otevřeného ohně (žár cigarety, plamen zápalky atd.) nebo pobyt v jeho blízkosti může představovat požární nebezpečí jak pro pacienta, tak i vozíku!**
- **Nepřekračovat přípustné zatížení (120 kg)!**
- **Nerozebírat plynové pružiny s ohledem na vysokou kompresi plynu!**
- **Výměnu poškozené plynové pružiny může provést pouze osoba mající speciální oprávnění (firemní servis, prodejce)!**
- **Při opravách výhradně používat originální díly!**

9. PROHLÍDKY

Podobně jako i jiné výrobky, je nutno chodítko 268/268J podrobit prohlídkám, což zabezpečí jeho řádnou funkci a pohodlné užívání po dlouhou dobu.

Pokaždé před použitím zkontrolovat:

- stav pojezdových kol,
- funkci parkovacích brzd.

Každých 8 týdnů zkontrolovat:

- pohyblivé části
- závěsy
- stav čalounění.

Každých 6 měsíců zkontrolovat:

- deformace rámu a jiných detailů podléhajících opotřebení,
- stav vnějších ochranných povrchů (lakované, pozinkované, chromované),
- stav čalounění,
- funkci pojezdových koleček (otáčení, brždění, udržení směru),
- spoje pomocí šroubů a svorníků,
- body mazání,
- stav umělohmotných prvků,
- správnou funkci mechanismů
- úplnost vybavení,
- stav a funkci doplňkového vybavení,
- zda je po ruce návod na obsluhu.

POZOR :

- **veškeré opravy a montáže je možno provádět jen s použitím originálních dílů pocházejících od našich distributorů.**
- **v případě použití neoriginálních dílů výrobce na sebe nepřebírá žádnou odpovědnost.**

10. ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

Správné ošetřování je zárukou zachování estetického vzhledu používaných výrobků.

Čalounění

- doporučuje se mytí teplou vodou, při silném zašpinění čistit ručně s použitím jemných pracích prostředků,
- čalounění se nesmí čistit velmi silnými prostředky, např. rozpouštědly nebo žíravinami; nedoporučuje se rovněž používání tvrdých kartáčů,
- za škody, které vzniknou po použití nevhodných čistících prostředků neneseme odpovědnost,
- není vhodné, aby došlo k promočení čalounění během čištění,
- čištění proudem páry se nedoporučuje.

Prvky z umělé hmoty

Tyto detaily je nutno čistit ručně pomocí obecně dostupných prostředků po předchozím seznámení se s pokyny výrobce takového prostředku.

Vnější krycí vrstvy

Použitá vrstva laku má velký estetický význam a chrání kovové části před korozí. Lakované povrchy nemají žádné zvláštní požadavky na čištění (obyčejné otření vlhkým nebo suchým hadříkem je postačující).

V případě mechanického poškození může dojít k sednutí laku. Je pak vhodné poškozené místo přetřít. Lakovaná místa vystavená otěru je dobré namazat tenkou vrstvou technického tuku. nahradit .

Chromované části se nejlépe čistí suchým hadříkem, a v případě oděnění takového povrchu jej zregenerovat vhodným prostředkem podobným chromu.

Dezinfekce

Dezinfekci je možno provádět obecně dostupnými prostředky určenými k tomuto účelu, po předchozím seznámení se s pokyny jejich výrobců. Je třeba mít na paměti, že tyto prostředky mohou proniknout do vnitřku čalounění.

POZOR :

- **při dezinfekci je nutno používat ochranné rukavice a postupovat podle doporučení výrobce prostředku,**
- **veškeré důsledky nesprávného použití dezinfekčních prostředků nejdou k tíži výrobce dezinfekčního prostředku**

11. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vermeiren Polska odpovídá za případné vady materiálu nebo technologické chyby vzniklé při výrobě po stanovenou dobu, počítanou ode dne prodeje.

Záruční doba je pro každý výrobek uvedena v záručním listu.

Záruční podmínky budou zachovány pokud naše výrobky budou používány v souladu s uvedenými zásadami a v souladu se svým určením.

Záruka se nevztahuje na:

- náklady dopravy, obsluhy a jiné nároky,
- poškození vzniklé z konstrukčních změn provedených uživatelem,
- prvky podléhající přirozenému opotřebení a oděru,
- škody, které způsobil uživatel prostřednictvím výrobku,
- škody vzniklé v důsledku jiných vnějších činitelů,
- škody vzniklé v důsledku toho, že nebyly použity originální náhradní díly.

Veškeré záležitosti související se zárukou na náš výrobek, vyřizujte v místech prodeje výrobku nebo s našimi distributory.

12. VÝROBCE

VERMEIREN Polska Sp. z o.o.
Ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Tel. 071/387-42-00
Fax 071/387-05-74
e-mail: info@vermeiren.pl
www.vermeiren.pl

13. ZASTOUPENÍ

VERMEIREN ČR s.r.o.
Nádražní 1387/132
702 00 Ostrava 1
e-mail: info@vermeiren.cz
www.vermeiren.cz